

## PESU JA HOITO

Puhdas ja hyvin hoidettu vaate säilyttää ominaisuutensa pidempään. Vaatesuosittelaaan pestäväksi pesukoneessa 40°C:ssa niin usein kuin mahdollista, aina käytön jälkeen. Näin tuotteen elinikä pitee. Tuotetta voi tarvittaessa pestä päivittäin. Pitkäaikainen auringonvalolle altistuminen voi edistää tuotteen ennenaikaista kulumista.

- Huuhteluaineen ja huuhteluainetta sisältävän pesuaineen käyttö on kielletty.
- On suositeltavaa antaa vaatteen kuivua normaalisti huoneenlämmössä.
- Rumpukuivaus sallittu alhaisella lämmöllä.
- Sulje vetoketjut / tarrat / hakaset ennen pesua.
- Pese tuote pesupussissa samansävyisten vaatteiden kanssa.



Huom! Älä poista tuotteeseen kiinnitettyä vaatemerkkiä. Se sisältää tärkeää tietoa mahdollisia tuotekorjauksia varten.

## KORJAUKSET JA TAKUU

Takuu ei kata koiran tekemiä tuhoja tai tuotteen normaalia kulumista. Mikäli epäilet, että tuotteesasi on valmistusvirhe, ota yhteyttä Lymed-jälleenmyyjäsi.

Karvaturrien elämässä saattuu ja tapahtuu. Mikäli tuotteeseen tulee käytön jälkiä, tarjoamme tuotteille korjauspalvelua. Korjaamme pienin kustannuksin esim. saumoja, vetoketjuja ja reikiä. Jos korjaustarpeita ilmenee, ota yhteyttä Lymed-jälleenmyyjäsi.

## HUOM!



Tuotteessa voi olla muotoiluja kynärpäiden ja polvien kohdalla, käyttötarkoituksesta riippuen.

Anatomiset muotoilut sallivat koiran mennä makaamaan ja istumaan ongelmitta.

Tuotteen vetoketju on mukavuussyistä hieman sivussa koiran selkärangan keskilinjasta.



# LYMED®

## LYMED DOG™ HOITO- JA KÄYTTÖOPAS



A'DESIGN AWARD  
WINNER 2016  
SILVER

Lymed-tuotteesi, ole hyvä!

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen tuotteen käytön aloittamista ja säilytä nämä ohjeet tuotteen käytön ajan. Tuote on hyvä pestä ennen käyttöä, koska materiaalin kuidut asettuvat ensimmäisen pesun yhteydessä.



Olemme valmistaneet kotimaisia, korkealaatuisia painevaatteita jo vuodesta 1993. Meille on tärkeää, että tuotteemme vastaavat myös asiakkaan odotuksia. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä sinun Lymed-jälleenmyyjääsi. Lymed Oy:n oma asiakaspalvelu palvelee puhelimitse 020 779 2233 tai sähköpostitse info@lymed.fi. Olemme paikalla arkisin klo 8.00-16.00.

Tuotteenne on lähtenyt tehtaaltamme tarkastettuna ja hyvin pakattuna.

## LYMED DOG™ - PAINEEVAATTEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ

Koira on siedätettävä huolellisesti painevaatteeseen, varsinkin jos koira on varautunut tai pelkää. Tarkkaile koira huolellisesti koko prosessin ajan.

### 1. Tutustuminen painevaatteeseen

Tutustuta koira ensin painevaateen hajuun. Älä tuo vaatetta väkisin koiran viereen, vaan anna koiran lähestyä painevaatetta itse. Tee tämä esimerkiksi sijoittamalla painevaateen viereen ruokaa.

### 2. Pukemisen harjoittelu

Vaateen oikea pukeminen on tärkeää paineen toteutumisen kannalta ja parantaa käyttömukavuutta. Jos tuote ei istu hyvin, se ei välttämättä ole oikein puettu.

Älä pue painevaatetta suoraan koiran päälle. Tutustuta koira painevaateen pukemiseen yksi jalka kerrallaan. Palkitse koira samalla kun puet painevaatetta. Kun vaate on puettuna, jatka palkitsemista koirallesi sopivalla tavalla. Asettele ja vedä vaate koiran päälle vähitellen. Pukeminen onnistuu helpoiten, kun koira on pukijan jalkojen välissä, samansuuntaisesti asettuneena.

Paidan pukeminen:

- Avaa tuotteen vetoketju ja apuhakaset.
- Pue ensin etujalat. Mikäli koiran tassut ovat suuret, pujotetaan ensin oma käsi lahkeesta ulkokautta sisään. Koiran tassu otetaan kämmenen sisään ja jalka vedetään lahkeen läpi avustaen.
- Kiinnitä apuhakaset ja sulje vetoketju.

Haalarin pukeminen:

- Avaa tuotteen vetoketju ja apuhakaset.
- Pue ensin etujalat. Mikäli koiran tassut ovat suuret, pujotetaan ensin oma käsi lahkeesta ulkokautta sisään. Koiran tassu otetaan kämmenen sisään ja jalka vedetään lahkeen läpi avustaen.
- Kiinnitä ensin niskan apuhakanen ja pue takajalat.
- Kiinnitä takapään apuhakanen ja sulje vetoketju.

### 3. Tottuminen painevaatteeseen

Aloita vaateen käyttö pienin erin ja pidennä painevaateen päälläoloaikaa vähitellen. Tottumiseen kuluva aika on yksilöllistä; toiset eivät vaadi totutteluaikaa kun taas toisilla se saattaa kestää useita päiviä. Alussa koira saattaa ihmetellä puvun tuomaa uutta tuntumaa ravistelemalla, piehtaromalla tai hankaamalla itseään. Koiran virtsaamisen tarve saattaa lisääntyä pukua käytettäessä.

Aloita koiralle miellyttävät tehtävät tai leikit vasta, kun vaate on koiran päällä. Huomioi, että valittavat tehtävät, leikit ja virikkeet, joita käytetään vaateen siedättämisessä, pitää valita painevaateen käyttötarkoituksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että painevaateen tottumisvaiheessa käytettävien tehtävien on luotava koiralle se tunnetila, jota tavoitellaan painevaateen varsinaisessa käyttötarkoituksessa.

Totuttelussa on käytettävä helppoja ja hauskoja, keskittymistä vaativia tehtäviä, jotta koira ei keskity painevaatteeseen, vaan koiralle esitettyyn tehtävään. Koiralle mukava tehtävä päättyy, kun vaate otetaan pois päältä. Painevaatteesta ei saa tulla koiralle negatiivista vahvistetta – koira ei saa kokea, että päältä poistetaan jotain epämiellyttävää. Painevaate ei myöskään saa lisätä koiran ahdistuneisuutta. Altistaessa koira ongelmakäyttäytymiselle puvun kanssa, on hyvä olla tarkkana, että koira ei yhdistä pukua negatiivisiin tunteisiin.

Alla on esimerkkejä painevaateen käyttötavoitteista ja tehtäväsuunnittelusta. Totuttamistehtäviä on hyvä tehdä erilaisissa ympäristöissä.

| Tavoite  | Tehtäväesimerkit (suoritetaan painevaate päällä)   |
|--|--|
| Turvallisuuden lisääminen tai rauhoittumisen tukeminen         | Kehitä koiralle pitkäkestoista, pientä keskittymistä vaativaa sekä rauhallista puuhaa. Esimerkki: ruoalla täytetty Kong-lelu.  |
| Keskittymisen lisääminen                                       | Kehitä koiralle keskittymistehtäviä. Esimerkki: kosketuskeppi, helpot ja lyhyet hajutunnistusharjoitteet.  |
| Tarkkuuden lisääminen  | Kehitä koiralle aktiivisuutta ja tarkkuutta vaativia tehtäviä. Esimerkki: helpot lyhyet etsinnät, kosketuskeppi-tehtävät.  |
| Post-operatiivinen käyttö, tuki- ja liikuntaelämistön ongelmat | Jos koiralta ei erityisesti vaadita puvun käytön yhdistämistä tiettyyn käyttäytymiseen, totuttaminen voi tapahtua arkiaskeiden lomassa. Esimerkki: kävelylenkit, koiralle mieluisat ja rauhalliset leikit. |

### 4. Painevaateen käyttö

Painevaateen käytöstä pitää luoda koiralle positiivinen ja turvallinen mielleyhtymä. Varsinainen painevaateen käyttö, esimerkiksi koulutuksen tai suorituksen tukena, voi alkaa vasta, kun koira on totutettu vaatteeseen huolellisesti. Tuotteen vaikutukset ovat yksilöllisiä ja voivat vaihdella käytön edetessä. Tuotteen pitkäaikainen käyttö on turvallista eikä vaikuta muiden lääkkeiden samanaikaiseen käyttöön. Omalle koiralle sopiva käyttörytmi löytyy koira tarkkailemalla ja kokeilemalla.

- Pyri käyttämään tuotetta ennakoivasti ja vain tarvittaessa.
- Käyttöongelmiin vaikutettaessa tuote suositellaan puettavaksi 30 min /1 h ennen altistumista ongelmakäyttäytymiselle tai reagointia ärsykkeisiin (esimerkiksi ilotulitus, matkustus tai ukkonen).
- Harrastus- ja työkoirilla tuotetta voi käyttää suoritteiden tai tehtävien aikana sekä niiden jälkeen.
- Jos vaatetta pidetään jatkuvasti päällä, voi koira tottua tuotteen luomaan paineen tuntuun ja tällöin tuotteen vaikutus voi laskea.

Käyttö tuki- ja liikuntaelämistön ongelmiin ja post-operatiivisesti

- Koira hoitava taho määrittelee ja ohjeistaa käytössä

Greyhoundin palautumispuku

- Pyri käyttämään tuotetta vain tarvittaessa.
- Tuotteet on suunniteltu ainoastaan palautumisen tehostamiseen, aineenvaihduntaa kiihdyttämällä.
- Tuotetta suositellaan käytettäväksi urheilusuorituksen jälkeen noin 1-2 tunnin ajan, esimerkiksi palauttavan lenkin aikana.
- Palautumispukua ei ole tarkoitettu käytettäväksi pitkiä aikoja kerrallaan.

Painevaatetta voi käyttää märkänä esimerkiksi uimisen tai sateen aikana. Märkä tuote tulee kuitenkin pyrkiä kuivaamaan mahdollisimman nopeasti. On suositeltavaa pestä tuote normaalisti pesukoneessa uimisen jälkeen. Märän tuotteen pitkäaikainen käyttö ei ole suositeltavaa.